

Paluch kośćlawy

Hallux corectus

Hallux corectus

opis produktu:

Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha.
Aparat należy stosować w czasie snu lub wypoczynku, najlepiej w pozycji leżącej.

sposób aplikacji:

Wsunąć aparat na pierwszy palec i zamocować stabilnie za pomocą paska z rzepem. Element konstrukcyjny powinien znajdować się pomiędzy paluchem i drugim palcem. Ortezę należy myć w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego mydła i suszyć w temperaturze pokojowej z daleka od sztucznych źródeł ciepła. Przed podjęciem decyzji o zakupie aparatu należy go przymierzyć i sprawdzić czy pasuje do stopy. Jeżeli pojawiły się jakieś niepożądane działania (np. ból) to należy zaprzestać użytkowania aparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno użytkować aparatu w czasie chodzenia.



SEPARATOR DUO MS470



Separatory przeznaczone są dla osób, u których występuje paluch koślawy (haluks) oraz palce młotkowate. Osłaniają palce i pomagają je prostować. Dwa pierścienie stabilizują klin, zapobiegając jego zsuwaniu.

PROSEPARATOR DUO MS475



Podwójny separator z osłoną na haluks (bunion). Osłania palce i pomagają je prostować.

Corectus



Corectus

opis produktu:

Żelowy klin międzypalcowy, koryguje ustawienie palucha koślawego (haluks). Chroni przed bolesnymi efektami ciągłego tarcia i nacisków na palce. Zapobiega nachodzeniu palców na siebie. Może służyć jako rozwieracz palców. Opakowanie zawiera 1 sztukę.

Rozm. S, M, L

Separator



Separator

opis produktu:

Klin międzypalcowy wykonany z żelu, rozdzielający wygięte i nachodzące na siebie palce stóp. Ochronia je przed otarciami i uciskiem. Przynosi ulgę w przypadku bólesności i nagniotków pomiędzy palcami. Utrzymuje poprawne ustawienie palców w obuwiu. Pomaga w problemach z paznokciami i leczeniu pooperacyjnym.

Opakowanie zawiera 2 sztuki.

Rozm. S, M, L

Palce młoteczkowate

Support



Support

opis produktu:

Podpórka z delikatnego żelu, dająca szybką ulgę w przypadku bólu spowodowanego przez palce młotkowate i szponowate. Ogranicza bóle przodostopia, szczególnie deformujących się palców.

Rozm. S, M, L (lewy i prawy w każdym rozmiarze)

Protec Tube



Protec Tube

opis produktu:

Rurkowy ochraniacz na palce stopy, wykonany z wyskoelastycznego żelu polimerowego. Zapobiega podginaniu się palców (palce młotkowate). Osłania palce zachodzące na siebie. Chroni przed otarciami i urazami. Wydatnie zmniejsza siłę nacisku na palce, wywołaną przez noszone obuwie. Może być docinany na długość według indywidualnych potrzeb.

Rozm. S - Ø2,5 cm, M - Ø 3 cm

Długość 14 cm.

ENEY MP335



ENEY MP335

Półwkładki przeznaczone są dla osób z palcami młotkowatymi, szponiastymi. Zapewniają prawidłowe ustawienie palców, zapobiegają przesuwaniu się stopy do przodu. Zalecane do każdego typu obuwia.

Medicus Band

Medicus Band

opis produktu:

Opaska jest przeznaczona na stopy z koślawym ustawieniem palucha. Żelowa wstawka ochronia wystającą do strony przyśrodkowej główkę I kości śródstopia przed uciskiem i tarciem cholewki buta, zapobiegając w ten sposób dolegliwościom bólowym stopy i tworzeniu się zgrubienia naskórka w miejscu główki I kości śródstopia. Opaska jest wykonana z materiału, który doskonale dopasowuje się do kształtu stopy. Zajmuje małą przestrzeń wewnątrz obuwia.

Sposób aplikacji:

Należy założyć opaskę na stopę w taki sposób, aby wstawka żelowa chroniała wystającą ku stronie przyśrodkowej główkę kości śródstopia.

Nie należy nadmiernie rozciągać osłonki w miejscu gdzie umieszczona jest wstawka żelowa. Opaskę należy myć w wodzie z dodatkiem neutralnego mydła.



Deramed Digital Cap Gel (Mesh)



Deramed Metatarsal Gel Strap



Met & Bunion Protector Sleeve

